
# Informatyka w Medycynie - Projekt 1 Tomograf komputerowy

Dariusz Max Adamski 136674, Sławomir Gilewski 142192 {dariusz.adamski,slawomir.gilewski}@student.put.poznan.pl

Data oddania: 28 lutego 2021

# Wstęp

W danym sprawozdaniu przedstawiony będzie symulator tomografu komputerowego, z wykorzystaniem transformaty radona. Następnie wygenerowany zostaje obraz wyjściowy, wykonując odwrotną transformatę na uzyskanym wcześniej sinogramie.



Rysunek 1: Przykład działania programu

# 1 Model tomografu

Zastosowany przez nas model tomografu to model równoległy. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie, ponieważ było wygodne w implementacji. Po wyznaczaniu współrzędnych punktów odpowiadających emiterowom, wyznaczenie współrzędnych odpowiadających detektorom przebiega analogicznie.

## 2 Narzędzia

#### 2.1 Język Programowania

Wybraliśmy język programowania Python. Głównie ze względu na jego prostotę i łatwość instalowania i korzystania z dodatkowych bibliotek. Jest to język, w którym obydwoje najbardziej

swobodnie się poruszamy.

#### 2.2 Dodatkowe biblioteki

Istotne biblioteki i ich wykorzystanie w naszym programie to:

- Numpy: Obliczenia i operacje na n-wymiarowych macierzach
- Pydicom: Wykorzystana przy zapisie i odczycie obrazów w standardzie DICOM
- Skimage: Wszelkiego rodzaju odczyt, operacje i przekształcenia na obrazach
- Scipy: Funkcje związane z transformatami Fouriera, wykorzystanymi przy filtrowaniu sinogramu w celu redukcji szumu
- Matplotlib: Wszelkiego rodzaju wizualizacje
- Multiprocessing: Urównolegnienie transformaty Radona, w celu jej przyspieszenia

### 3 Funkcje programu

Opis głównych funkcji programu oraz ilustracja za pomocą fragmentów kodu źródłowego

### 3.1 pozyskiwanie odczytów dla poszczególnych detektorów

```
def single_radon_transform(detector_count, angle_range, image, radius, center, alpha):
    emitters = emitter_coords(alpha, angle_range, detector_count, radius, center)
    detectors = detector_coords(alpha, angle_range, detector_count, radius, center)
    lines = radon_lines(emitters, detectors)
    result = rescale(np.array([np.sum( image[tuple(line)]) for line in lines]))
    return result
```

Dla konkretnego kroku alpha:

- 1. emiter\_coords, detector\_coords: Pozyskujemy współrzędne emiterów oraz detektorów dla wybranych parametrów(ilość emiterów/detektrów, rozpiętość układu) oraz wybranego obrazu (potrzebujemy promień oraz współrzedne środka)
- 2. radon\_lines: Dla uzyskanych współrzędnych emiterów oraz detektorów obliczamy współrzędne wszystkich pixeli leżących na prostych pomiędzy tymi punktami. Wykorzystujemy algorytm Bresenhama do liniowego przejścia po kolejnych pikselach obrazu dyskretnego.
- 3. Następnie dla pozyskanych wcześniej współrzędnych pikseli, sumujemy ich wartości dla każdej pary emiter/detektor.


W celu uzyskania całego sinogramu, iterujemy po kolejnych wartościach alfy, wykorzystując powyższy algorytm w funkcji "radon\_transform". Warto wspomnieć iż algorytm pracuje na zmodyfikowanym obrazie wejściowym - przed zastosowaniem transformaty, do obrazu dodawany jest padding, aby zapobiec utracie informacji.

#### 3.2 Filtrowanie sinogramu

W celu uzyskania lepszych wartości wynikowych, przed przystąpieniem do odwrotnej transformaty radona zostaje zastosowany splot na naszym sinogramie.

```
def filter_sinogram(sinogram):
    n = sinogram.shape[0]
    filter = 2 * np.abs(
```

```
fftfreq(n).reshape(-1, 1))
result = ifft(fft(sinogram, axis=0) * filter, axis=0)
result = clip(np.real(result), 0, 1)
return result
```



Rysunek 2: Po lewej stronie "ramp filter" w dziedzinie częstotliwości, a po prawej w dziedzinie przestrzennej

- 1. Najpierw tworzymy nasz kernel/filtr w dziedzinie częstotliwości (frequency domain). Po przeprowadzonych eksperymentach, doszliśmy do wniosku, że najlepiej wypada tutaj "ramp filter".
- 2. Następnie przekształcamy nasz sinogram do dziedziny częstotliwości za pomocą funkcji fft.
- 3. Przekształcony sinogram przemnażamy przez stworzony wcześniej filtr.
- 4. Wynikowy sinogram przekształcamy z powrotem do dziedziny przestrzennej (spatial domain). Ucinane są również wartości poniżej 0 oraz powyżej 1 w sinogramie. Uznaliśmy, iż rozmiar maski najlepiej pozostawić taki, jak rozmiar sinogramu, czyli ilość detektorów transformaty.

# 3.3 Ustalanie jasności poszczególnych punktów obrazu wynikowego oraz jego przetwarzanie końcowe

```
def single_inverse_radon_transform(image, tmp, single_alpha_sinogram, alpha,
detector_count, angle_range, radius, center):
    emitters = emitter_coords(alpha, angle_range, detector_count, radius, center)
    detectors = detector_coords(alpha, angle_range, detector_count, radius, center)
    lines = radon_lines(emitters, detectors)
    for i, line in enumerate(lines):
        image[tuple(line)] += single_alpha_sinogram[i]
        tmp[tuple(line)] += 1
```

1. Początek funkcji przebiega analogicznie do wcześniej omówionej transformaty radona. Dla konkretnego kroku alpha: pozyskujemy współrzędne emiterów oraz detektorów a następnie dla uzyskanych punktów obliczamy współrzędne wszystkich pixeli leżących na prostych pomiędzy tymi nimi.

- 2. Następnie dla każdej pary emiter/detektor, dodajemy wartość odpowiadającego punktu sinogramu do pikseli leżących na linii pomiędzy nimi.
- 3. W macierzy tmp dla każdego pixela przechowywana jest liczba linii, które przez niego przeszły. Macierz ta wykorzystana jest później w celu normalizacji obrazu wynikowego.

W celu uzyskania całego obrazu wynikowego, iterujemy po kolejnych wartościach alfy, wykorzystując powyższy algorytm w funkcji "inverse\_radon".

Po przejściu przez wszystkie wartości alpha, funkcja ta wykorzystuje wspomnianą wcześniej macierz tmp w celu normalizacji obrazu.


Na koniec wycinany jest obraz wynikowy, w celu odrzucenia dodanego wcześniej paddingu.

# 3.4 Wyznaczanie wartości miary RMSE na podstawie obrazu źródłowego oraz wynikowego


Przeprowadziliśmy eksperyment sprawdzający wpływ poszczególnych parametrów transformaty na jakość odtworzonego obrazu. Jako miary użyliśmy błędu średniokwadratowego (RMSE). Zgodnie z poleceniem "jakop parametry domyślne przyjęliśmy 180 detektorów, 180 skanów oraz rozpiętość wachlarza równą 180. Jeśli nie powiedziano inaczej, do testów użyliśmy obrazu "saddle-pe", widoczny na rysunku 4.

Na rysunku 5 przedstawiony jest błąd przy zmieniającej się odpowiednio liczbie skanów, detektorów i rozwartości kątowej (wynikowe obrazki widoczne na rysunkach na ostatniej stronie). Według nas zwiększanie każdego z parametrów zwiększa jakość obrazu, przy czym większa liczba skanów i detektorów redukuje szum/ziarnistosć obrazu. Jednak na wykresach RMSE niestety nie widać znaczących zmian. Według nas jest to spowodowane dużą ilością szumu w obrazach wyjściowych.

Dodatkowo sprawdziliśmy wpływ filtrowania sinogramu na jakość obrazu. Wyniki są przedstawione na rysunkach 3 i 4, oraz w tabeli 1. Według nas filtrowanie zdecydowanie poprawia odzwierciedlenie obrazu, w szczególności jasność elementów na obrazie jest bardziej zbliżona do oryginału. Zredukowana jest też okrągła poświata. Filtrowanie na obrazie "shepp-logan" zdecydowanie zredukowało błąd, ale przy "saddle-pe" niestety już nie (jednak według nas obraz jest odrobine ostrzejszy).



Rysunek 3: Wizualizacja efektów filtrowania sinogramu (shepp-logan). Po lewej stronie oryginalny obrazek, na środku efekt odwrotnej transformaty Radona bez filtrowania, a po prawej z filtrowaniem



Rysunek 4: Wizualizacja efektów filtrowania sinogramu (saddle-pe)

Tablica 1: Wyniki eksperymentu

obrazek	rysunek	RMSE (bez filtrowania)	RMSE (z filtrowaniem)
shepp-logan saddle-pe	·		$0.195934 (\downarrow)  0.371541 (\uparrow)$

#### 3.5 Obsługa plików DICOM

Do obsługi plików DICOM wykorzystaliśmy bibliotekę pydicom.


W naszym programie odczyt jest realizowany przez funkcję read\_dicom, która przyjmuje ścieżkę do pliku który chcemy otworzyć i zwraca obraz w postaci 2-wymiarowej macierzy oraz słownik metadanych, które zawierają na przykład imię pacjenta.

```
image, meta = read_dicom('test.dcm')
```


Pliki DICOM zapisujemy przy użyciu funkcji write\_dicom, która przyjmuje ścieżkę pod którą będzie zapisany plik, obrazek w formie 2-wymiarowej macierzy oraz słownik metadanych. Gdy nie podamy żadnych metadanych, w pliku zostaną umieszczone tylko te, aby plik był zgodny ze standardem DICOM.

```
write_dicom('test.dcm', image, dict(
    PatientName='Doe^John',
    PatientID='666',
    ImageComments='No comment :)',
    StudyDate='20200213',
))
```


Poprawność zapisu plików DICOM zweryfikowaliśmy przy pomocy przeglądarki https://www.imaios.com/en/Imaios-Dicom-Viewer.




Rysunek 5: Wartość RMSE przy zmienającej się liczbie skanów, detektorów i rozwartości kątowej



Rysunek 6: Zmiana liczby skanów



Rysunek 7: Zmiana liczby detektorów



Rysunek 8: Zmiana rozwartości kąta